



GRUPO IXION  
DIRECCIÓN: AVENA NO. 153, COL.  
GRANJAS ESMERALDA, C.P. 09810,  
IZTAPALAPA, CDMX, MÉXICO.  
R.F.C. GIX990115K16 TEL. 55 55815044

CÓDIGO: FT-PRO-01

VERSIÓN: V1.00

EMISIÓN: 29/07/25

ING. JAHH



## FICHA TÉCNICA

<b>NOMBRE DEL PRODUCTO:</b>	CONTENEDOR PARA RESIDUOS PUNZOCORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS.
<b>CAPACIDAD:</b>	1.0 LITRO
<b>IMAGEN:</b>	
<b>CÓDIGO DE COMPRA:</b>	PC 1
<b>CLAVE CUADRO BÁSICO:</b>	060 218 0085
<b>REGISTRO SANITARIO:</b>	0242E2023 SSA
<b>GTIN:</b>	7503040876022
<b>DESCRIPCIÓN:</b>	<p>LOS CONTENEDORES PARA PUNZOCORTANTES DE GRUPO IXION, ESTÁN DISEÑADOS PARA DESECHAR DE MANERA SEGURA LOS RESIDUOS PUNZOCORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS PRODUCIDOS EN HOSPITALES, VETERINARIAS, ETC. CONSISTE EN:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-RECIPIENTE</li><li>-TAPA MAYOR CON APERTURA PARA TIRAR LOS RESIDUOS Y SEPARADOR DE AGUJAS. TRANSPARENTE PERMITIENDO VER EL VOLUMEN DE LLENADO.</li><li>-TAPA MENOR LA CUAL CIERRA LAS APERTURAS DE LA TAPA MAYOR</li></ul>
<b>FINALIDAD DEL USO:</b>	<p>PERMITE EL DESECHO SEGURO DE: JERINGAS, AGUJAS DE BIOPSIA, AGUJAS DE SUTURA, ÁMPULAS, ASAS, CRISTALERÍA DE LABORATORIO ROTA, BISTURÍS, LANCETAS, NAVAJAS, PUNZÓN DE DRENOVAC, RESTOS DE ALAMBRES O CUALQUIER OTRO ELEMENTO PUNZOCORTANTE.</p> <p>CUANDO SE ENCUENTRE LLENO A SU CAPACIDAD MÁXIMA INDICADA EN EL RECIPIENTE, ÉSTE DEBERÁ SER DESECHADO DE ACUERDO CON LA NOM-087-ECOL-SSA1-2002, LA CUAL MENCIONA QUE SE DEBE ESTERILIZAR E INCINERAR AL TÉRMINO DE SU USO.</p>
<b>CARACTERÍSTICAS:</b>	ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE (LIBRE DE PLOMO Y METALES PESADOS), RESISTENTE A LA PERFORACIÓN AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZOCORTANTES.

<b>NORMA PARA LA FABRICACIÓN:</b>	NOM-087-ECOL-SSA1-2002		
<b>COMPONENTES:</b>	RECIPIENTE, TAPA MAYOR Y TAPA MENOR		
<b>MATERIAL:</b>			
<b>RECIPIENTE:</b>	POLIPROPILENO RÍGIDO VIRGEN.		
<b>TAPA MAYOR:</b>	POLIPROPILENO VIRGEN RÍGIDO CLARIFICADO		
<b>TAPA MENOR:</b>	POLIPROPILENO VIRGEN RÍGIDO CLARIFICADO		
<b>COLOR:</b>			
<b>RECIPIENTE:</b>	ROJO		
<b>TAPA MAYOR:</b>	ROJO TRANSPARENTE		
<b>TAPA MENOR:</b>	ROJO TRANSPARENTE		
<b>DIMENSIONES:</b>			
	<b>MEDIDA:</b>	<b>DIMENSIÓN (CENTÍMETROS Y KG)*</b>	<b>DIMENSIÓN (PULGADAS Y LBS)*</b>
	ALTURA CERRADO	15.0	5.9
	FRENTE	11.6	4.6
	FONDO	10.8	4.3
	PESO	0.08	0.04
*LAS MEDIDAS PUEDEN PRESENTAR LIGERAS VARIACIONES			

## EMPAQUE Y ENVÍOS:

### TIPOS DE EMPAQUE:

BOLSA PLÁSTICA TRASLÚCIDA O CAJA DE CARTÓN CORRUGADO

### BOLSA PARA ENVÍOS DENTRO DE CDMX

PIEZAS	50 RECIPIENTES			
DIMENSIONES DE EMPAQUE:	LARGO [CM]*	ALTO [CM]*	ANCHO [CM]*	PESO [KG]*
	49	51.5	10.5	2.8
PIEZAS	50 TAPAS			
DIMENSIONES DE EMPAQUE:	LARGO [CM]*	ALTO [CM]*	ANCHO [CM]*	PESO [KG]*
	22.5	25.5	12.5	0.9

### CAJA DE CARTÓN CORRUGADO PARA ENVÍOS FUERA DE CDMX

PIEZAS	50 RECIPIENTES Y 50 TAPAS			
DIMENSIONES DE LA CAJA:	LARGO [CM]*	ALTO [CM]*	ANCHO [CM]*	PESO [KG]*
	45	39	20	4.6

\*LAS MEDIDAS PUEDEN PRESENTAR LIGERAS VARIACIONES

### SOPORTE PARA PARED

	<b>CÓDIGO DE COMPRA:</b>	SOP01
	<b>COMPATIBILIDAD:</b>	PC 1.0, PC 1.8, PC 3.0, PC 4.0
	<b>ESPECIFICACIONES:</b>	FABRICADO EN ALUMINIO (NO SE OXIDA)
	<b>INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN:</b>	SUJETAR CON DOS TORNILLOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS DEL HOSPITAL A UNA ALTURA CÓMODA PARA EL DESECHO DE PUNZOCORTANTES (NO COLOCAR A MÁS DE 150CM DEL SUELO), NO COLOCAR SOBRE CAMAS DE PACIENTES NI DETRÁS DE PUERTAS.