


|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | GRUPO IXION                                                                                                                                                                                                                   | CÓDIGO: FT-PRO-01  |  |
|                                                                                  | DIRECCIÓN: AVENA NO. 153, COL.                                                                                                                                                                                                | VERSIÓN: V1.01     |                                                                                     |
|                                                                                  | GRANJAS ESMERALDA, C.P. 09810,                                                                                                                                                                                                | EMISIÓN: 05/08/25  |                                                                                     |
|                                                                                  | IZTAPALAPA, CDMX, MÉXICO.                                                                                                                                                                                                     | ELABORO: ING. JAHH |                                                                                     |
| R.F.C. GIX990115K16 TEL. 55 55815044                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                                                     |
| <h1>FICHA TÉCNICA</h1>                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                                                     |
| NOMBRE DEL PRODUCTO:                                                             | BOLSA ROJA PARA RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                     |
| TAMAÑO:                                                                          | 55X60                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                     |
| IMAGEN:                                                                          | <div></div>                                                |                    |                                                                                     |
| CÓDIGO DE COMPRA:                                                                | BR55X60                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                                                     |
| CLAVE CUADRO BÁSICO:                                                             | N/A                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                     |
| DESCRIPCIÓN:                                                                     | LAS BOLSAS PARA RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS DE GRUPO IXION, ESTÁN DISEÑADOS PARA DESECHAR DE MANERA SEGURA LOS RESIDUOS PRODUCIDOS EN HOSPITALES, CONSULTORIOS, VETERINARIAS, ETC.                              |                    |                                                                                     |
| FINALIDAD DEL USO:                                                               | PERMITE EL DESECHO SEGURO DE:<br>RESIDUOS PATOLÓGICOS SOLIDOS. LA BOLSA NO PODRÁ SER ABIERTA O VACIADA. CUANDO SE ENCUENTRE LLENO AL 80% DE SU CAPACIDAD, ÉSTE DEBERÁ SER DESECHADO DE ACUERDO CON LA NOM-087-ECOL-SSA1-2002. |                    |                                                                                     |
| CARACTERÍSTICAS:                                                                 | ADECUADAS PARA QUE LA RADIACION GAMMA ESTERILICE LOS DESECHOS. INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE (LIBRE DE PLOMO Y METALES PESADOS).<br>CON FUELLE.                                                                               |                    |                                                                                     |
| INDICACIÓN DE USO:                                                               | <b>PREPARAR LA BOLSA:</b> SACA UNA BOLSA DEL PAQUETE Y ÁBRELA POR COMPLETO HASTA QUE ALCANCE SU TAMAÑO MÁXIMO.                                                                                                                |                    |                                                                                     |
|                                                                                  | <b>COLOCAR LA BOLSA:</b> PON LA BOLSA EN UN CESTO O SOPORTE, PARA QUE SE MANTENGA ABIERTA Y ESTABLE.                                                                                                                          |                    |                                                                                     |
|                                                                                  | <b>LLENAR LA BOLSA:</b> DESECHA EN LA BOLSA ELEMENTOS COMO GASAS, RESIDUOS NO ANATÓMICOS SÓLIDOS Y DESECHOS QUE NO SEAN PUNZOCORTANTES O QUE NO PUEDAN RASGAR LA BOLSA.                                                       |                    |                                                                                     |
|                                                                                  | <b>CERRAR LA BOLSA:</b> CUANDO LA BOLSA LLEGUE AL 80% DE SU CAPACIDAD, O SEGÚN LAS POLÍTICAS DEL HOSPITAL, DEJA DE USARLA Y HAZ UN NUDO.                                                                                      |                    |                                                                                     |
|                                                                                  | <b>LIMPIAR EL CESTO/SOPORTE:</b> ANTES DE PONER UNA NUEVA BOLSA, SANITIZA EL CESTO O SOPORTE SIGUIENDO LAS POLÍTICAS DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL.                                                                                |                    |                                                                                     |

| ADVERTENCIAS/<br>PRECAUCIONES: | PROBLEMAS                                      | SOLUCIONES                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                | RUPTURA EN BOLSA                               | COLOCAR UNA NUEVA BOLSA EN LA PARTE INFERIOR, ENCUBRIENDO LA BOLSA DAÑADA |
|                                | PESO EXCEDE CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA DE BOLSA | PAUSAR SU USO Y UTILIZAR UNA NUEVA BOLSA                                  |

|                                                                                    |             |                                                                                |                          |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| NORMA PARA LA FABRICACIÓN:                                                         |             | NOM-087-ECOL-SSA1-2002                                                         |                          |                       |
|                                                                                    |             |                                                                                |                          |                       |
| MATERIAL:                                                                          |             |                                                                                |                          |                       |
|                                                                                    |             | POLIETILENO VIRGEN DE BAJA DENSIDAD, CON ADITIVOS PARA MEJORAR SUS PROPIEDADES |                          |                       |
| COLOR:                                                                             |             |                                                                                |                          |                       |
|                                                                                    |             | ROJO TRASLUCIDO                                                                |                          |                       |
| DIMENSIONES:                                                                       |             |                                                                                |                          |                       |
|  | MEDIDA:     |                                                                                | DIMENSIÓN (CENTÍMETROS)* | DIMENSIÓN (PULGADAS)* |
|                                                                                    | ANCHO       |                                                                                | 55                       | 21.7                  |
|                                                                                    | ALTURA      |                                                                                | 60                       | 23.6                  |
|                                                                                    |             |                                                                                |                          |                       |
|                                                                                    | CALIBRE     |                                                                                | 0.05                     | 0.002                 |
|                                                                                    |             |                                                                                |                          |                       |
| EMPAQUE Y ENVÍOS:                                                                  |             |                                                                                |                          |                       |
| TIPOS DE EMPAQUE:                                                                  |             | BOLSA PLÁSTICA TRASLÚCIDA                                                      |                          |                       |
| BOLSA PARA ENVÍOS DENTRO DE CDMX                                                   |             |                                                                                |                          |                       |
| PIEZAS                                                                             |             | 100 BOLSAS                                                                     |                          |                       |
| DIMENSIONES DE EMPAQUE:                                                            | LARGO [CM]* | ALTO [CM]*                                                                     | ANCHO [CM]*              | PESO [KG]*            |
|                                                                                    | 37          | 32                                                                             | 3.8                      | 3.4                   |
| *LAS MEDIDAS PUEDEN PRESENTAR LIGERAS VARIACIONES                                  |             |                                                                                |                          |                       |