


 GRUPO IXION	GRUPO IXION		CÓDIGO: FT-PRO-01	
	DIRECCIÓN: AVENA NO. 153, COL.		VERSIÓN: V1.1	
	GRANJAS ESMERALDA, C.P. 09810,		EMISIÓN: 2026-04-13	
	IZTAPALAPA, CDMX, MÉXICO.		PAGINA 1 DE 3	
	R.F.C. GIX990115K16 TEL. 55 55815044		MODELO: PC 1.0	
FICHA TÉCNICA				
NOMBRE DEL PRODUCTO:		CONTENEDOR PARA RESIDUOS PUNZOCORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS.		
CAPACIDAD:		1.0 LITRO		
IMAGEN:				
MODELO:		PC 1.0	MARCA: IXION	
CLAVE CUADRO BÁSICO:		060.218.0085		
REGISTRO SANITARIO:		0242E2023 SSA		
GTIN:		7503040876022		
DESCRIPCIÓN:		LOS CONTENEDORES PARA PUNZOCORTANTES DE GRUPO IXION, ESTÁN DISEÑADOS PARA DESECHAR DE MANERA SEGURA LOS RESIDUOS PUNZOCORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS PRODUCIDOS EN HOSPITALES, CONSULTORIOS, VETERINARIAS, ETC. CONSISTE EN: -RECIPIENTE -TAPA MAYOR CON APERTURA PARA TIRAR LOS RESIDUOS Y SEPARADOR DE AGUJAS. TRASLUCIDA PERMITIENDO VER EL VOLUMEN DE LLENADO. -TAPA MENOR LA CUAL CIERRA LAS APERTURAS DE LA TAPA MAYOR		
FINALIDAD DEL USO:		PERMITE EL DESECHO SEGURO DE: JERINGAS, AGUJAS DE BIOPSIA, AGUJAS DE SUTURA, ÁMPULAS, ASAS, CRISTALERÍA DE LABORATORIO ROTA, BISTURÍS, LANCETAS, NAVAJAS, PUNZÓN DE DRENOVAC, RESTOS DE ALAMBRES O CUALQUIER OTRO ELEMENTO PUNZOCORTANTE. CUANDO SE ENCUENTRE LLENO A SU CAPACIDAD MÁXIMA INDICADA EN EL RECIPIENTE, ÉSTE DEBERÁ SER DESECHADO DE ACUERDO CON LA NOM-087-ECOL-SSA1-2002, LA CUAL MENCIONA QUE SE DEBE ESTERILIZAR E INCINERAR AL TÉRMINO DE SU USO.		
CARACTERÍSTICAS:		ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE (LIBRE DE PLOMO Y METALES PESADOS), RESISTENTE A LA PERFORACIÓN AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZOCORTANTES.		

 GRUPO IXION	GRUPO IXION		CÓDIGO: FT-PRO-01
	DIRECCIÓN: AVENA NO. 153, COL.		VERSIÓN: V1.1
	GRANJAS ESMERALDA, C.P. 09810,		EMISIÓN: 2026-04-13
	IZTAPALAPA, CDMX, MÉXICO.		PAGINA 2 DE 3
	R.F.C. GIX990115K16 TEL. 55 55815044		MODELO: PC 1.0
NORMAS PARA LA FABRICACIÓN:		NOM-087-ECOL-SSA1-2002, FARMACOEPA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, MGA-DM 1541, MGA-0561, MGA-DM-1222	
COMPONENTES:		RECIPIENTE, TAPA MAYOR Y TAPA MENOR	
MATERIAL:			
	RECIPIENTE:	POLIPROPILENO GRADO MEDICO VIRGEN RIGIDO.	
	TAPA MAYOR:	POLIPROPILENO GRADO MEDICO VIRGEN RIGIDO.	
	TAPA MENOR:	POLIPROPILENO GRADO MEDICO VIRGEN RIGIDO.	
COLOR:			
	RECIPIENTE:	ROJO	
	TAPA MAYOR:	BLANCO TRANSLUCIDO	
	TAPA MENOR:	BLANCO TRANSLUCIDO	
DIMENSIONES:			
	MEDIDA:	DIMENSIÓN (CENTÍMETROS Y KG)*	DIMENSIÓN (PULGADAS Y LBS)*
	ALTURA CERRADO	15.0	5.9
	FRENTE	11.6	4.6
	FONDO	10.8	4.3
	PESO	0.08	0.04
*LAS MEDIDAS PUEDEN PRESENTAR LIGERAS VARIACIONES			

 GRUPO IXION	GRUPO IXION DIRECCIÓN: AVENA NO. 153, COL. GRANJAS ESMERALDA, C.P. 09810, IZTAPALAPA, CDMX, MÉXICO. R.F.C. GIX990115K16 TEL. 55 55815044			CÓDIGO: FT-PRO-01	
				VERSIÓN: V1.1	
				EMISIÓN: 2026-04-13	
				PAGINA 3 DE 3	
		MODELO: PC 1.0			
EMPAQUE Y ENVÍOS:					
TIPOS DE EMPAQUE:		BOLSA PLÁSTICA TRASLÚCIDA O CAJA DE CARTÓN CORRUGADO			
BOLSA PARA ENVÍOS DENTRO DE CDMX					
PIEZAS		50 RECIPIENTES			
DIMENSIONES DE EMPAQUE:	LARGO [CM]*	ALTO [CM]*	ANCHO [CM]*	PESO [KG]*	
	49	51.5	10.5	2.8	
PIEZAS		50 TAPAS			
DIMENSIONES DE EMPAQUE:	LARGO [CM]*	ALTO [CM]*	ANCHO [CM]*	PESO [KG]*	
	22.5	25.5	12.5	0.9	
CAJA DE CARTÓN CORRUGADO PARA ENVÍOS FUERA DE CDMX					
PIEZAS		50 RECIPIENTES Y 50 TAPAS			
DIMENSIONES DE LA CAJA:	LARGO [CM]*	ALTO [CM]*	ANCHO [CM]*	PESO [KG]*	
	45	39	20	4.6	
*LAS MEDIDAS PUEDEN PRESENTAR LIGERAS VARIACIONES					
SOPORTE PARA PARED					
	CÓDIGO DE COMPRA:		SOP01		
	COMPATIBILIDAD:		PC 1.0, PC 1.8, PC 3.0, PC 4.0		
	ESPECIFICACIONES:		FABRICADO EN ALUMINIO (NO SE OXIDA)		
	INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN:		SUJETAR CON DOS TORNILLOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS DEL HOSPITAL A UNA ALTURA CÓMODA PARA EL DESECHO DE PUNZOCORTANTES (NO COLOCAR A MÁS DE 150CM DEL SUELO), NO COLOCAR SOBRE CAMAS DE PACIENTES NI DETRÁS DE PUERTAS.		