


 GRUPO IXION	GRUPO IXION	CÓDIGO: FT-PRO-01	
	DIRECCIÓN: AVENA NO. 153, COL.	VERSIÓN: V1.1	
	GRANJAS ESMERALDA, C.P. 09810,	EMISIÓN: 2026-04-13	
	IZTAPALAPA, CDMX, MÉXICO.	PAGINA 1 DE 3	
	R.F.C. GIX990115K16 TEL. 55 55815044	MODELO: PC 1.8	
FICHA TÉCNICA			
NOMBRE DEL PRODUCTO:	CONTENEDOR PARA RESIDUOS PUNZOCORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS.		
CAPACIDAD:	1.8 LITROS		
IMAGEN:			
MODELO:	PC 1.8	MARCA:	IXION
CLAVE CUADRO BÁSICO:	060.218.0085		
REGISTRO SANITARIO:	0242E2023 SSA		
GTIN:	7503040876039		
DESCRIPCIÓN:	LOS CONTENEDORES PARA PUNZOCORTANTES DE GRUPO IXION, ESTÁN DISEÑADOS PARA DESECHAR DE MANERA SEGURA LOS RESIDUOS PUNZOCORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS PRODUCIDOS EN HOSPITALES, CONSULTORIOS, VETERINARIAS, ETC. CONSISTE EN: -RECIPIENTE -TAPA MAYOR CON APERTURA PARA TIRAR LOS RESIDUOS Y SEPARADOR DE AGUJAS. TRASLUCIDA PERMITIENDO VER EL VOLUMEN DE LLENADO. -TAPA MENOR LA CUAL CIERRA LAS APERTURAS DE LA TAPA MAYOR		
FINALIDAD DEL USO:	PERMITE EL DESECHO SEGURO DE: JERINGAS, AGUJAS DE BIOPSIA, AGUJAS DE SUTURA, ÁMPULAS, ASAS, CRISTALERÍA DE LABORATORIO ROTA, BISTURÍS, LANCETAS, NAVAJAS, PUNZÓN DE DRENOVAC, RESTOS DE ALAMBRES O CUALQUIER OTRO ELEMENTO PUNZOCORTANTE. CUANDO SE ENCUENTRE LLENO A SU CAPACIDAD MÁXIMA INDICADA EN EL RECIPIENTE, ÉSTE DEBERÁ SER DESECHADO DE ACUERDO CON LA NOM-087-ECOL-SSA1-2002, LA CUAL MENCIONA QUE SE DEBE ESTERILIZAR E INCINERAR AL TÉRMINO DE SU USO.		
CARACTERÍSTICAS:	ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE (LIBRE DE PLOMO Y METALES PESADOS), RESISTENTE A LA PERFORACIÓN AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZOCORTANTES.		

 GRUPO IXION	GRUPO IXION		CÓDIGO: FT-PRO-01
	DIRECCIÓN: AVENA NO. 153, COL.		VERSIÓN: V1.1
	GRANJAS ESMERALDA, C.P. 09810,		EMISIÓN: 2026-04-13
	IZTAPALAPA, CDMX, MÉXICO.		PAGINA 2 DE 3
	R.F.C. GIX990115K16 TEL. 55 55815044		MODELO: PC 1.8
NORMAS PARA LA FABRICACIÓN:		NOM-087-ECOL-SSA1-2002, FARMACOEPA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, MGA-DM 1541, MGA-0561, MGA-DM-1222	
COMPONENTES:		RECIPIENTE, TAPA MAYOR Y TAPA MENOR	
MATERIAL:			
	RECIPIENTE:	POLIPROPILENO GRADO MEDICO VIRGEN RIGIDO.	
	TAPA MAYOR:	POLIPROPILENO GRADO MEDICO VIRGEN RIGIDO.	
	TAPA MENOR:	POLIPROPILENO GRADO MEDICO VIRGEN RIGIDO.	
COLOR:			
	RECIPIENTE:	ROJO	
	TAPA MAYOR:	BLANCO TRANSLUCIDO	
	TAPA MENOR:	BLANCO TRANSLUCIDO	
DIMENSIONES:			
	MEDIDA:	DIMENSIÓN (CENTÍMETROS Y KG)*	DIMENSIÓN (PULGADAS Y LBS)*
	ALTURA CERRADO	18.5	7.3
	FRENTE	14.8	5.8
	FONDO	13.6	5.4
	PESO	0.13	0.06
*LAS MEDIDAS PUEDEN PRESENTAR LIGERAS VARIACIONES			

 GRUPO IXION	GRUPO IXION DIRECCIÓN: AVENA NO. 153, COL. GRANJAS ESMERALDA, C.P. 09810, IZTAPALAPA, CDMX, MÉXICO. R.F.C. GIX990115K16 TEL. 55 55815044			CÓDIGO: FT-PRO-01	
				VERSIÓN: V1.1	
				EMISIÓN: 2026-04-13	
				PAGINA 3 DE 3	
					MODELO: PC 1.8
EMPAQUE Y ENVÍOS:					
TIPOS DE EMPAQUE:		BOLSA PLÁSTICA TRASLÚCIDA O CAJA DE CARTÓN CORRUGADO			
BOLSA PARA ENVÍOS DENTRO DE CDMX					
PIEZAS		50 RECIPIENTES			
DIMENSIONES DE EMPAQUE:	LARGO [CM]*	ALTO [CM]*	ANCHO [CM]*	PESO [KG]*	
	26	49	14	4.83	
PIEZAS		50 TAPAS			
DIMENSIONES DE EMPAQUE:	LARGO [CM]*	ALTO [CM]*	ANCHO [CM]*	PESO [KG]*	
	28.5	14.5	24	1.13	
CAJA DE CARTÓN CORRUGADO PARA ENVÍOS FUERA DE CDMX					
PIEZAS		100 RECIPIENTES Y 100 TAPAS			
DIMENSIONES DE LA CAJA:	LARGO [CM]*	ALTO [CM]*	ANCHO [CM]*	PESO [KG]*	
	51	41	53	13.5	
*LAS MEDIDAS PUEDEN PRESENTAR LIGERAS VARIACIONES					
SOPORTE PARA PARED					
	CÓDIGO DE COMPRA:		SOP01		
	COMPATIBILIDAD:		PC 1.0, PC 1.8, PC 3.0, PC 4.0		
	ESPECIFICACIONES:		FABRICADO EN ALUMINIO (NO SE OXIDA)		
	INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN:		SUJETAR CON DOS TORNILLOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS DEL HOSPITAL A UNA ALTURA CÓMODA PARA EL DESECHO DE PUNZOCORTANTES (NO COLOCAR A MÁS DE 150CM DEL SUELO), NO COLOCAR SOBRE CAMAS DE PACIENTES NI DETRÁS DE PUERTAS.		