



GRUPO IXION
DIRECCIÓN: AVENA NO. 153, COL.
GRANJAS ESMERALDA, C.P. 09810,
IZTAPALAPA, CDMX, MÉXICO.
R.F.C. GIX990115K16 TEL. 55 55815044

CÓDIGO: FT-PRO-01
VERSIÓN: V1.00
EMISIÓN: 29/07/25
ELABORO: ING. JAHH



FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO:	CONTENEDOR PARA RESIDUOS PUNZOCORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS.
CAPACIDAD:	4.0 LITROS
IMAGEN:	
CÓDIGO DE COMPRA:	PC 4
CLAVE CUADRO BÁSICO:	060 218 0093
REGISTRO SANITARIO:	0242E2023 SSA
GTIN:	7503040876053
DESCRIPCIÓN:	<p>LOS CONTENEDORES PARA PUNZOCORTANTES DE GRUPO IXION, ESTÁN DISEÑADOS PARA DESECHAR DE MANERA SEGURA LOS RESIDUOS PUNZOCORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS PRODUCIDOS EN HOSPITALES, VETERINARIAS, ETC. CONSISTE EN:</p> <ul style="list-style-type: none">-RECIPIENTE-TAPA MAYOR CON APERTURA PARA TIRAR LOS RESIDUOS Y SEPARADOR DE AGUJAS. TRANSPARENTE PERMITIENDO VER EL VOLUMEN DE LLENADO.-TAPA MENOR LA CUAL CIERRA LAS APERTURAS DE LA TAPA MAYOR
FINALIDAD DEL USO:	<p>PERMITE EL DESECHO SEGURO DE: JERINGAS, AGUJAS DE BIOPSIA, AGUJAS DE SUTURA, ÁMPULAS, ASAS, CRISTALERÍA DE LABORATORIO ROTA, BISTURÍ, LANCETAS, NAVAJAS, PUNZÓN DE DRENOVAC, RESTOS DE ALAMBRES O CUALQUIER OTRO ELEMENTO PUNZOCORTANTE.</p> <p>CUANDO SE ENCUENTRE LLENO A SU CAPACIDAD MÁXIMA INDICADA EN EL RECIPIENTE, ÉSTE DEBERÁ SER DESECHADO DE ACUERDO CON LA NOM-087-ECOL-SSA1-2002, LA CUAL MENCIONA QUE SE DEBE ESTERILIZAR E INCINERAR AL TÉRMINO DE SU USO.</p>
CARACTERÍSTICAS:	ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE (LIBRE DE PLOMO Y METALES PESADOS), RESISTENTE A LA PERFORACIÓN AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZOCORTANTES.

NORMA PARA LA FABRICACIÓN:	NOM-087-ECOL-SSA1-2002		
COMPONENTES:	RECIPIENTE, TAPA MAYOR Y TAPA MENOR		
MATERIAL:			
RECIPIENTE:	POLIPROPILENO RÍGIDO VIRGEN.		
TAPA MAYOR:	POLIPROPILENO VIRGEN RÍGIDO CLARIFICADO		
TAPA MENOR:	POLIPROPILENO VIRGEN RÍGIDO CLARIFICADO		
COLOR:			
RECIPIENTE:	ROJO		
TAPA MAYOR:	ROJO TRANSPARENTE		
TAPA MENOR:	ROJO TRANSPARENTE		
DIMENSIONES:			
	MEDIDA:	DIMENSIÓN (CENTÍMETROS Y KG)*	DIMENSIÓN (PULGADAS Y LBS)*
	ALTURA CERRADO	18.2	7.2
	FRENTE	25.3	10.0
	FONDO	14.0	5.5
	PESO	0.22	0.10
*LAS MEDIDAS PUEDEN PRESENTAR LIGERAS VARIACIONES			

EMPAQUE Y ENVÍOS:

TIPOS DE EMPAQUE:

BOLSA PLÁSTICA TRASLÚCIDA O CAJA DE CARTÓN CORRUGADO

BOLSA PARA ENVÍOS DENTRO DE CDMX

PIEZAS	50 RECIPIENTES			
DIMENSIONES DE EMPAQUE:	LARGO [CM]*	ALTO [CM]*	ANCHO [CM]*	PESO [KG]*
	64	50	26	7.92
PIEZAS	50 TAPAS			
DIMENSIONES DE EMPAQUE:	LARGO [CM]*	ALTO [CM]*	ANCHO [CM]*	PESO [KG]*
	29	24	26	2.38

CAJA DE CARTÓN CORRUGADO PARA ENVÍOS FUERA DE CDMX

PIEZAS	50 RECIPIENTES Y 50 TAPAS			
DIMENSIONES DE LA CAJA:	LARGO [CM]*	ALTO [CM]*	ANCHO [CM]*	PESO [KG]*
	51	41	51	11.50

*LAS MEDIDAS PUEDEN PRESENTAR LIGERAS VARIACIONES

SOPORTE PARA PARED

	CÓDIGO DE COMPRA:	SOP01
	COMPATIBILIDAD:	PC 1.0, PC 1.8, PC 3.0, PC 4.0
	ESPECIFICACIONES:	FABRICADO EN ALUMINIO (NO SE OXIDA)
	INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN:	SUJETAR CON DOS TORNILLOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS DEL HOSPITAL A UNA ALTURA CÓMODA PARA EL DESECHO DE PUNZOCORTANTES (NO COLOCAR A MÁS DE 150CM DEL SUELO), NO COLOCAR SOBRE CAMAS DE PACIENTES NI DETRÁS DE PUERTAS.