



GRUPO IXION
DIRECCIÓN: AVENA NO. 153, COL.
GRANJAS ESMERALDA, C.P. 09810,
IZTAPALAPA, CDMX, MÉXICO.
R.F.C. GIX990115K16 TEL. 55 55815044

CÓDIGO: FT-PRO-01
VERSIÓN: V1.00
EMISIÓN: 29/07/25
ELABORO: ING. JAHH



FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO:	CONTENEDOR PARA RESIDUOS PUNZOCORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS.
CAPACIDAD:	13.0 LITROS
IMAGEN:	
CÓDIGO DE COMPRA:	TAPA BUZÓN: PC 13 TAPA PLANA: PCP13
CLAVE CUADRO BÁSICO:	060 218 0127
REGISTRO SANITARIO:	0242E2023 SSA
GTIN:	7503040876077
DESCRIPCIÓN:	<p>LOS CONTENEDORES PARA PUNZOCORTANTES DE GRUPO IXION, ESTÁN DISEÑADOS PARA DESECHAR DE MANERA SEGURA LOS RESIDUOS PUNZOCORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS PRODUCIDOS EN HOSPITALES, VETERINARIAS, ETC. CONSISTE EN:</p> <p>-RECIPIENTE</p> <p>PC 13: -TAPA MAYOR CON SEPARADOR DE AGUJAS. -TAPA MENOR LA CUAL GIRA PARA PERMITIR EL DESECHO DE LOS RESIDUOS.</p> <p>PC 13P: -TAPA MAYOR CON APERTURA PARA TIRAR LOS RESIDUOS Y SEPARADORES DE AGUJAS. TRANSPARENTE PERMITIENDO VER EL VOLUMEN DE LLENADO. -TAPA MENOR LA</p>
FINALIDAD DEL USO:	<p>PERMITE EL DESECHO SEGURO DE:</p> <p>JERINGAS, AGUJAS DE BIOPSIA, AGUJAS DE SUTURA, ÁMPULAS, ASAS, CRISTALERÍA DE LABORATORIO ROTA, BISTURÍS, LANCETAS, NAVAJAS, PUNZÓN DE DRENOVAC, RESTOS DE ALAMBRES O CUALQUIER OTRO ELEMENTO PUNZOCORTANTE.</p> <p>CUANDO SE ENCUENTRE LLENO A SU CAPACIDAD MÁXIMA INDICADA EN EL RECIPIENTE, ÉSTE DEBERÁ SER DESECHADO DE ACUERDO CON LA NOM-087-ECOL-SSA1-2002, LA CUAL MENCIONA QUE SE DEBE ESTERILIZAR E INCINERAR AL TÉRMINO DE SU USO.</p>
CARACTERÍSTICAS:	ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE (LIBRE DE PLOMO Y METALES PESADOS), RESISTENTE A LA PERFORACIÓN AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZOCORTANTES.

NORMA PARA LA FABRICACIÓN:	NOM-087-ECOL-SSA1-2002		
COMPONENTES:	RECIPIENTE, TAPA MAYOR Y TAPA MENOR		
MATERIAL:			
RECIPIENTE:	POLIPROPILENO RÍGIDO VIRGEN.		
TAPA MAYOR:	POLIPROPILENO VIRGEN RÍGIDO CLARIFICADO		
TAPA MENOR:	POLIPROPILENO VIRGEN RÍGIDO CLARIFICADO		
COLOR:			
RECIPIENTE:	ROJO		
TAPA MAYOR:	ROJO TRANSPARENTE		
TAPA MENOR:	ROJO TRANSPARENTE		
DIMENSIONES:			
	MEDIDA:	DIMENSIÓN (CENTÍMETROS Y KG)*	DIMENSIÓN (PULGADAS Y LBS)*
	ALTURA CERRADO	39.5	15.6
	FRENTE	28	11.0
	FONDO	19.2	7.6
	PESO	0.630	0.3
	MEDIDA:	DIMENSIÓN (CENTÍMETROS Y KG)*	DIMENSIÓN (PULGADAS Y LBS)*
	ALTURA CERRADO	34.2	13.5
	FRENTE	28	11.0
	FONDO	19.2	7.6
	PESO	0.59	0.27
*LAS MEDIDAS PUEDEN PRESENTAR LIGERAS VARIACIONES			

EMPAQUE Y ENVÍOS:**TIPOS DE EMPAQUE:**

BOLSA PLÁSTICA TRASLÚCIDA O CAJA DE CARTÓN CORRUGADO

BOLSA PARA ENVÍOS DENTRO DE CDMX

PIEZAS	30 RECIPIENTES			
DIMENSIONES DE EMPAQUE:	LARGO [CM]*	ALTO [CM]*	ANCHO [CM]*	PESO [KG]*
	58	80	28	14.50
PIEZAS	30 TAPAS (GIRATORIA)			
DIMENSIONES DE EMPAQUE:	LARGO [CM]*	ALTO [CM]*	ANCHO [CM]*	PESO [KG]*
	66	28	38	4.50

CAJA DE CARTÓN CORRUGADO PARA ENVÍOS FUERA DE CDMX

PIEZAS	30 RECIPIENTES Y 30 TAPAS			
DIMENSIONES DE LA CAJA:	LARGO [CM]*	ALTO [CM]*	ANCHO [CM]*	PESO [KG]*
	89	55	53	19

*LAS MEDIDAS PUEDEN PRESENTAR LIGERAS VARIACIONES

SOPORTE PARA PARED

	CÓDIGO DE COMPRA:	SOPGD
	COMPATIBILIDAD:	PC 8.5 Y PC 13
	ESPECIFICACIONES:	FABRICADO EN ALUMINIO (NO SE OXIDA)
	INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN:	SUJETAR CON DOS TORNILLOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS DEL HOSPITAL A UNA ALTURA CÓMODA PARA EL DESECHO DE PUNZOCORTANTES (NO COLOCAR A MÁS DE 150CM DEL SUELO), NO COLOCAR SOBRE CAMAS DE PACIENTES NI DETRÁS DE PUERTAS.