

| | | | |
|--|---|--------------------|---|
|  | GRUPO IXION | CÓDIGO: FT-PRO-01 |  |
| | DIRECCIÓN: AVENA NO. 153, COL. GRANJAS ESMERALDA, C.P. 09810, IZTAPALAPA, CDMX, MÉXICO. | VERSIÓN: V1.01 | |
| | R.F.C. GIX990115K16 TEL. 55 55815044 | EMISIÓN: 05/08/25 | |
| | | ELABORO: ING. JAHH | |

FICHA TÉCNICA

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| NOMBRE DEL PRODUCTO: | BOLSA AMARILLA PARA RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS | | |
| TAMAÑO: | 50X60 | | |
| IMAGEN: |  |  | |
| CÓDIGO DE COMPRA: | BA50X60 | | |
| CLAVE CUADRO BÁSICO: | N/A | | |
| DESCRIPCIÓN: | LAS BOLSAS PARA RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS DE GRUPO IXION, ESTÁN DISEÑADOS PARA DESECHAR DE MANERA SEGURA LOS RESIDUOS PRODUCIDOS EN HOSPITALES, CONSULTORIOS, VETERINARIAS, ETC. | | |
| FINALIDAD DEL USO: | PERMITE EL DESECHO SEGURO DE: RESIDUOS PATOLÓGICOS SOLIDOS. LA BOLSA NO PODRÁ SER ABIERTA O VACIADA. CUANDO SE ENCUENTRE LLENO AL 80% DE SU CAPACIDAD, ÉSTE DEBERÁ SER DESECHADO DE ACUERDO CON LA NOM-087-ECOL-SSA1-2002. | | |
| CARACTERÍSTICAS: | ADECUADAS PARA QUE LA RADIACION GAMMA ESTERILICE LOS DESECHOS. INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE (LIBRE DE PLOMO Y METALES PESADOS). CON FUELLE. | | |
| INDICACIÓN DE USO: | PREPARAR LA BOLSA: SACA UNA BOLSA DEL PAQUETE Y ÁBRELA POR COMPLETO HASTA QUE ALCANCE SU TAMAÑO MÁXIMO. | | |
| | COLOCAR LA BOLSA: PON LA BOLSA EN UN CESTO O SOPORTE, PARA QUE SE MANTENGA ABIERTA Y ESTABLE. | | |
| | LLENAR LA BOLSA: DESECHA EN LA BOLSA ELEMENTOS COMO, RESIDUOS PATOLÓGICOS SÓLIDOS, DESECHOS QUE NO SEAN PUNZOCORTANTES O QUE NO PUEDAN RASGAR LA BOLSA. | | |
| | CERRAR LA BOLSA: CUANDO LA BOLSA LLEGUE AL 80% DE SU CAPACIDAD, O SEGÚN LAS POLÍTICAS DEL HOSPITAL, DEJA DE USARLA Y HAZ UN NUDO. | | |
| | LIMPIAR EL CESTO/SOPORTE: ANTES DE PONER UNA NUEVA BOLSA, SANITIZA EL CESTO O SOPORTE SIGUIENDO LAS POLÍTICAS DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL. | | |

| | PROBLEMAS | SOLUCIONES |
|--|--|---|
| ADVERTENCIAS/ PRECAUCIONES: | RUPTURA EN BOLSA | COLOCAR UNA NUEVA BOLSA EN LA PARTE INFERIOR, ENCUBRIENDO LA BOLSA DAÑADA |
| | PESO EXCEDE CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA DE BOLSA | PAUSAR SU USO Y UTILIZAR UNA NUEVA BOLSA |

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| NORMA PARA LA FABRICACIÓN: | NOM-087-ECOL-SSA1-2002 |
|-----------------------------------|------------------------|

| | |
|------------------|--|
| MATERIAL: | POLIETILENO VIRGEN DE BAJA DENSIDAD, CON ADITIVOS PARA MEJORAR SUS PROPIEDADES |
|------------------|--|

| | |
|---------------|---------------------|
| COLOR: | AMARILLO TRASLÚCIDO |
|---------------|---------------------|

| | | | |
|--|----------------|---------------------------------|------------------------------|
| DIMENSIONES: | | | |
|  | MEDIDA: | DIMENSIÓN (CENTÍMETROS)* | DIMENSIÓN (PULGADAS)* |
| | ANCHO | 50 | 19.7 |
| | ALTURA | 60 | 23.6 |
| | CALIBRE | 0.076 | 0.003 |

| | | | |
|--------------------------|--|--|--|
| EMPAQUE Y ENVÍOS: | | | |
|--------------------------|--|--|--|

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| TIPOS DE EMPAQUE: | BOLSA PLÁSTICA TRASLÚCIDA |
|--------------------------|---------------------------|

BOLSA PARA ENVÍOS DENTRO DE CDMX

| | | | | |
|-------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| PIEZAS | 100 BOLSAS | | | |
| DIMENSIONES DE EMPAQUE: | LARGO [CM]* | ALTO [CM]* | ANCHO [CM]* | PESO [KG]* |
| | 31.5 | 31.5 | 4.2 | 4.341 |

*LAS MEDIDAS PUEDEN PRESENTAR LIGERAS VARIACIONES